

iSIS™ Series 5000

Pour la Chirurgie des Petits Os



Intuitive Surgical Instrument System

The logo for iSIS, featuring a stylized 'i' with a circular dot above it, followed by the letters 'SIS' in a bold, sans-serif font. A small 'TM' trademark symbol is at the top right.

MICROAIRE®
For Surgery. For Life.™



Solo™

Moteur pour broches & mèches

Le moteur Solo™ est le moteur pour broches et mèches avec une large gamme de tailles de broches. Solo™ et sa pièce à main ergonomique, parties intégrantes du nouveau Système MicroAire iSIS™ dédié à la chirurgie des petits os, ont été développés par des chirurgiens pour des chirurgiens.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- ▶ Utilisation d'une seule main
- ▶ Commandes digitales : sens horaire/anti-horaire, mode oscillant
- ▶ Visibilité optimale pour la chirurgie de la main et du pied
- ▶ Entièrement canulé
- ▶ Léger et compact
- ▶ Ergonomique pour un travail efficace et sans fatigue
- ▶ Guidage optimal des broches
- ▶ Contrôle absolu, idéal pour la chirurgie délicate des petits os
- ▶ Utilisation ambidextre

Les dispositifs médicaux sont indiqués par classes (soit I ou IIa)



5995U Classe IIa Moteur Solo™

pour broches et mèches (système intégré)

Le moteur Solo™ est le moteur pour broches et mèches avec une large gamme de tailles de broches. Solo™ et sa pièce à main ergonomique, parties intégrantes du nouveau Système iSIS™ dédié à la chirurgie des petits os, ont été développés par des chirurgiens pour des chirurgiens (s'utilise avec la nouvelle console électrique iSIS™ 5025).

- Utilisation d'une seule main
- Commandes digitales : sens horaire/anti-horaire, mode oscillant
- Visibilité optimale pour la chirurgie de la main et du pied
- Entièrement canulé
- Gamme de broches de 0,7 mm à 2,0 mm
- Plus petit que les moteurs habituels pour broches
- Utilisation ambidextre
- Ergonomie, puissance, confort

Accessoires

5025 Console électrique Isis™ Classe IIa

5006-5000 Câble moteur iSIS™ pour console 5025 Classe I

Commande de broches de Kirschner, broches et mèches en ligne sur le site www.MicroAire.com



Console Électrique

5025 Classe IIa Console iSIS™

- ▶ Permet l'utilisation simultanée de 2 pièces à main
- ▶ Interface utilisateur intuitive
- ▶ Contrôle précis grâce à un asservissement "smart loop"
- ▶ Pompe d'irrigation intégrée
- ▶ Compatible avec les instruments motorisés iSIS™ Series 5000 (petits os), Series 1000 (petits os), et les moteurs SmartDriver™ DUO(e) et Solo™

*Le moteur Smart Driver Électrique (Classe IIa) n'est pas compatible avec la console 5025



5006-1000 Classe I Câble moteur pour les instruments motorisés Series 1000

À utiliser exclusivement
avec la console 5025

5006-5000 Classe I Câble moteur pour les instruments motorisés Series 5000



Système Modulaire Trauma

5641 Classe IIa Moteur électrique SmartDriver™ DUO(e) double gâchette

- ▶ S'utilise avec la console 5025, réglable à la vitesse maximum
- ▶ Complémentaire au Système iSIS™ Series 5000
- ▶ Puissance dédiée
- ▶ Avantages de la portabilité
- ▶ Régime constant, fonctionnement silencieux
- ▶ Vitesse ajustable à la gâchette
- ▶ Contrôle précis
- ▶ Double gâchette pour sens horaire/anti-horaire et mode oscillant



5641-045 Classe IIa Adaptateur automatique pour broches

Vitesse : 1 600 tr/min

0,7 mm – 1,6 mm

S'adapte uniquement sur la pièce
à main SmartDriver DUO(e)™ 5641



5641-050 Classe IIa Adaptateur automatique pour broches

Vitesse : 1 600 tr/min

1,7 mm – 3,2 mm

S'adapte uniquement sur la pièce
à main SmartDriver DUO(e)™ 5641



Accessoires

5641SC	Boîte de stérilisation SmartDriver™ DUO(e) Classe I
5025	Console Isis™ Classe IIa
5006-5000	Câble moteur iSIS™ pour console 5025 Classe I
5000SC	Boîte de stérilisation pour : Système iSIS™ Series 5000 / SmartDriver™ DUO(e) 5641 avec adaptateurs Classe I

Système dédié à la Chirurgie des Petits Os

5000ET Classe IIa Moteur électrique avec accélérateur à main

- S'utilise avec la console iSIS™ 5025
- Pédale 5401 (optionnelle)
- Accélérateur à main

Accessoires

5000SC	Boîte de stérilisation Classe I
5025	Console Isis™ Classe IIa
5006-5000	Câble moteur iSIS™ pour console 5025 Classe I
5401	Pédale pour console 5025 Classe I



Embouts de Perçage



5930 Classe IIa Embout pour micro moteur

Vitesse : 30 000 tr/min

Permet de façonner, forer, aléser le canal médullaire des petits os

Garde de fraise intégrée, longueur moyenne

Gardes longues et extra-longues disponibles

Accessoires

(Consulter le Catalogue Value Options)

1100-005	Garde de fraise, longue Classe IIa
1100-006	Garde de fraise, extra-longue Classe IIa
1140-010	Clip d'irrigation Classe IIa

Compatible avec l'ensemble des fraises MicroAire® Series ZB



5980 Classe IIa Embout type mandrin Jacobs®

Vitesse : 1 670 tr/min

Permet l'utilisation de mèches hélicoïdales type Jacobs® sans changer de moteur

1645-004
Clé (incluse)

Accessoires

Mèches hélicoïdales MicroAire® Series 8051 et 8054

Diamètre : 1-4 mm
Longueur : jusqu'à 127 mm

1645-004 Clé (incluse) Classe I



5990 Classe IIa Embout type Synthes®

Vitesse : 1 670 tr/min

Accessoires

Mèches hélicoïdales à connexion rapide MicroAire® Series 8053
Classe IIa

Diamètre : 0,1-3,5 mm
Longueur : jusqu'à 127 mm

Embouts de Scie



5922 Classe IIa Embout pour micro scie sagittale

Vitesse : 30 000 tr/min
Ostéotomies de soustraction/addition, et transversales
Compatible avec une grande variété de lames : ultra-fines (0,3 mm), droites, coudées, courbes, décalées



5945 Classe IIa Embout de scie réciproque

Vitesse : 16 000 tr/min
Puissance élevée, coupe rapide
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Façonnage et préparation du canal médullaire des petits os



5950 Classe IIa Scie sagittale sans clé type Hall®

Vitesse : 18 000 tr/min
Puissance élevée, conçue pour l'utilisation de lames longues et larges
Libération de la lame par simple bouton poussoir (pas besoin de clé)
Lames orientables sur 160°
Assure une bonne visibilité et optimise l'abord chirurgical
Ostéotomies de soustraction/addition, et transversales



5946 Classe IIa NOUVELLE scie réciproque à connexion rapide

Scie réciproque à connexion rapide
Vitesse : 16 000 tr/min
Puissance élevée, coupe rapide
Chirurgie orale et maxillo-faciale
Façonnage et préparation du canal médullaire des petits os
*A utiliser exclusivement avec les lames à connexion rapide MicroAire® Series MR



5955 Classe IIa Embout de scie sagittale type Hall®

Vitesse : 18 000 tr/min
Puissance élevée, conçue pour l'utilisation de lames longues et larges
Lames orientables sur 160°
Assure une bonne visibilité et optimise l'abord chirurgical
Ostéotomies de soustraction/addition, et transversales
Sécurisation de la lame à l'aide de la clé de verrouillage 2250-001 (incluse)

Accessoires

2250-001 Clé de verrouillage (incluse) Classe I



Boîtes de Stérilisation

5000SC Classe I

Boîte de stérilisation avec plateau pour instruments modulaires iSIS™ Series 5000

- Polymère de qualité médicale (Radel)
- Plateau modulaire
- Base prévue pour recevoir tous les instruments MicroAire® pour la chirurgie des petits os, les différents embouts, et le moteur Solo™
- Compatible avec la plupart des modes de stérilisation; supporte des températures $\leq 193^{\circ}\text{C}$



5641SC Classe I

Boîte de stérilisation avec plateau pour SmartDriver™ DUO(e)

- Polymère de qualité médicale (Radel)
- Base prévue pour recevoir la pièce à main SmartDriver™ et le câble moteur
- Plateau pour 10 adaptateurs et les colliers de verrouillage pour broches
- Compatible avec la plupart des modes de stérilisation; supporte des températures $\leq 193^{\circ}\text{C}$



Pédale de commande

5401 Classe I

Pédale de commande électrique iSIS™

- Compatible uniquement avec la console 5025
- Vitesse ajustable en marche avant/marche arrière grâce à la double pédale
- Contrôle de l'irrigation



5025-5401 Classe I

Câble pour pédale iSIS™



MicroAire Surgical Instruments LLC
3590 Grand Forks Boulevard
Charlottesville, VA 22911 · USA

www.microaire.com

PHONE 800·722·0822 / 434·975·8000
FAX 800·648·4309 / 434·975·4131



Représentée par : MediMark® Europe SARL

11, rue Emile Zola
38 033 Grenoble Cedex - France

TÉL +33 (0)4 76 86 43 22

FAX +33 (0)4 76 17 19 82

<http://www.medimark-europe.com/>

CE0086



A COLSON ASSOCIATE

Toutes les dimensions indiquées sont des valeurs nominales sujettes aux variations et tolérances standard.

MicroAire® est une marque déposée de MicroAire Surgical Instruments LLC.

Ne font pas partie des filiales de MicroAire Surgical Instruments LLC :

Conmed Corporation
Dyonics, Inc
Harris/Aesculap
Hudson Respiratory Care Co
Jacobs
Linovatec Corporation
Stryker
Synthes (USA)
Zimmer, Inc

Dyonics™ est une marque de fabrique de Dyonics, Inc

Hudson® est une marque déposée de Hudson Respiratory Care Co

Jacobs® est une marque déposée de Jacobs

Linovatec™, Hall™, Cebotome™, Osteon™, et Neuraire™ Mini-Driver™, Maxi-Driver™ et Maxion™
sont des marques de fabrique de Linovatec® Corporation, filiale de ConMed Corporation

Stryker® est une marque déposée de Stryker Corporation

Synthes® est une marque déposée de Synthes (USA)

Zimmer® est une marque déposée de Zimmer, Inc

Distribué par



BIOTECH
ORTHOPAEDIC IMPLANTS

Biotech Ortho 305, Allées de Craonne - 13300 Salon de Provence - France.

Tél.: +33 (0)4 90 44 60 60 - Fax : +33 (0)4 90 44 60 61 - www.biotech-ortho.com - info@biotech-ortho.com

S.A.S. au capital de 8 235 913 Euros. RCS Salon B 534 884 069. CODE 4646Z. N°Ident. TVA FR 37 534 884 069

Consultez le manuel d'utilisation avant toute utilisation.

© Copyright 2012 MicroAire® Surgical Instruments LLC. Tous droits réservés.